



COLLAGEN PRO BEAUTY

HAUTVERJÜNGUNG

Collagen Pro Beauty: Röhren emittieren rote Lichtwellen in einem wirkungsspezifischen Wellenlängenbereich. Studien haben bewiesen, dass die körpereigene Kollagenproduktion mit rotem Licht dieses spezifischen Wellenlängenbereiches stimuliert werden kann. Die durch die Lichtwellen erzeugte Photo-Bio-Stimulation wirkt in tieferen Hautschichten als ein von außen angewendetes Anti Aging Präparat. Die Lichtwellenbehandlung mit COLLAGEN Pro Beauty aktiviert den Stoffwechsel der Haut und führt zu einer Stimulation der Kollagen-Synthese in der Haut. Die Haut wird dadurch angeregt, wieder von innen heraus hautstraffendes Kollagen und Elastin zu produzieren. Die Festigkeit der Haut und die Elastizität des Bindegewebes erhöhen sich.

SKIN REJUVENATION

***COLLAGEN Pro Beauty** tubes emit red light of a special wavelength range. The so-called photo bio stimulation generated by the light in the deeper layers of the skin boosts the metabolism of the skin and leads to a reactivation of the collagen synthesis in the skin. The ageing skin is thus stimulated to produce skin-tensioning collagen and elastin again. No externally applied anti aging product may work this deeply.*

**Vitalisiert & verjüngt
das allgemeine Hautbild**

*Revitalizes and
rejuvenates the skin*

**Verbessert die
Hautfestigkeit
und -glätte**

*Improves the skin
tenseness and
smoothness*



COLLAGEN PRO TAN

HAUTVERJÜNGUNG & SANFTE BRÄUNE

Die **COLLAGEN Pro Tan** bietet noch eine kleine Dosis UV für eine sanfte Bräune zusätzlich zu sämtlichen Vorteilen der COLLAGEN Pro Beauty. Anwender profitieren somit auch von den zahlreichen biopositiven Wirkungen der Sonne. Die Bräunung steht nicht im Vordergrund, begleitet aber die besonders angenehme Anwendung und sorgt für eine weiche Haut und einen strahlend frischen Teint. Die optimierte Sauerstoffversorgung der Haut unterstützt den sanften Bräunungsprozess auf natürliche Weise.

SKIN REJUVENATION & GENTLE TANNING

*The **COLLAGEN Pro Tan** adds a small dose of UV for a gentle tan to all the benefits of COLLAGEN Pro Beauty. Thus, users also benefit from the numerous bio-positive effects of the sun. Tanning is not a priority, but accompanies the pleasant user experience and provides a soft skin and a radiant fresh complexion. The optimized oxygenation of the skin supports the gentle tanning process in a natural way.*



COLLAGEN

Cosmedico®
FIRST CHOICE IN TANNING



Cosmedico
COLLAGEN
Pro Beauty

COLLAGEN PRO BEAUTY

NIEDERDRUCK	Leistung (W)	Länge (mm)	Short/ Long Mount ¹ (SM/LM)	Reflektor ●	Durchmesser Ø	Farbe	Dauer der Anwendung ² (min)	NLD ³ (h)	Art.-Nr.
LOW PRESSURE	Wattage (W)	Length (mm)	Short/ Long Mount ¹ (SM/LM)	Reflector ●	Diameter Ø	Colour	Treatment duration ² (min)	Useful life (hrs)	Ordering code
COLLAGEN Pro Beauty 15W	15	288	SM		T5	soft red	25 - 30	800	19319
COLLAGEN Pro Beauty 25W R	25	520	SM	●	T5	soft red	22 - 27	800	19320
COLLAGEN Pro Beauty 40W R	40	590	SM	●	T12	soft red	20 - 25	800	15036
COLLAGEN Pro Beauty 100W R	100	1760	SM	●	T12	soft red	17 - 22	800	19100
COLLAGEN Pro Beauty 120W R 2.0M	120	2000	SM	●	T12	soft red	17 - 22	800	19120
COLLAGEN Pro Beauty 160W R	160	1760	SM	●	T12	soft red	15 - 20	800	16628
COLLAGEN Pro Beauty 160-180W R 1.9M	160-180	1900	SM	●	T12	soft red	15 - 20	800	19200
COLLAGEN Pro Beauty 180W R 2.0M	180	2000	SM	●	T12	soft red	15 - 20	800	19180

HOCHDRUCK	Leistung (W)	Gesamtlänge (mm)	Sockel	Kolben Ø (mm)	Quarz	Dauer der Anwendung ² (min)	NLD ³ (h)	Art. Nr.
HIGH PRESSURE	Wattage (W)	Overall length (mm)	Base	Bulb Ø (mm)	Crystal	Treatment duration ² (min)	Useful life (hrs)	Ordering code
COLLAGEN Pro Beauty HP 200 GY9,5*	200	99	GY9,5	22,5	UV protected	15 - 20	800	24020
COLLAGEN Pro Beauty HP 200 R7S*	200	106	R7S	22,5	UV protected	15 - 20	800	24029
COLLAGEN Filter								29004

¹ Elektrodenkonstruktion | *Electronic construction*

² Abhängig von Gerätetyp, Anzahl der Lampen und Hauttyp | *Depending on device type, number of lamps and skin type*

³ NLD = Nutzlebensdauer

* Nur in Verbindung mit Filter Art. Nr. 29004 verwenden | *Use only together with filter ordering code 29004*



Cosmedico
COLLAGEN
Pro Tan

COLLAGEN PRO TAN

NIEDERDRUCK	Leistung (W)	Länge (mm)	Short/ Long Mount ¹ (SM/LM)	Reflektor ●	UVA (W/m ²)	UVB/UVA (%)	Äquivalenzschlüssel	Vitamize Effekt ²	NLD ³ (h)	Art.-Nr.
LOW PRESSURE	Wattage (W)	Length (mm)	Short/ Long Mount ¹ (SM/LM)	Reflector ●	UVA (W/m ²)	UVB/UVA (%)	Equivalency code	Vitamize effect ²	Useful life (hrs)	Ordering code
COLLAGEN ProTan 100W-R	100	1760	SM	●	12	1,0	100-R-26/4,7	●	800	30562
COLLAGEN ProTan 160W-R	160	1760	SM	●	15	0,7	160-R-30/3,2	●	800	30563
COLLAGEN ProTan 160W-R	160	1760	SM	●	10	4,8	160-R-84/14,0	●●	800	30609
COLLAGEN ProTan 180W-R	180	2000	SM	●	10	5,1	180-R-89/14,4	●●	800	30610

¹ Elektrodenkonstruktion | *Electrode construction*

² Vitamize effect: ● gut | good ●● verstärkt | intensified ●●● maximal | maximum

³ NLD = Nutzlebensdauer

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. | *Subject to technical alterations errors and misprints excepted.*

More information on catalogue page

